



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHSL

ANALİZ LİSTESİ

Güncelleme Tarihi:12.08.2026

Sayfa No:1/7

Laboratuvar / Birim: Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

	Akreditasyon Durumu	Nunume Cinsi/Grubu	Analiz Adı	Birim	Analiz Metodu	Cihaz	Raporlama Limiti
1	-	İçme Kullanma Suyu	Enterekok/ FekalStreptekok	kob/100 ml	TS EN ISO 7899-2: 2002	Membran Filtrasyon Cihazı	0
2	-	İçme Kullanma Suyu	22 °C Toplam Koloni Sayısı	kob/1 ml	TS EN ISO 6222: 2002		-
3	-	İçme Kullanma Suyu	37 °C Toplam Koloni Sayısı	kob/1 ml	TS EN ISO 6222: 2002		-
4	-	İçme Kullanma Suyu	E.coli	kob/100 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	0
5	-	İçme Kullanma Suyu	Toplam Koliform Bakteri	kob/100 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	0
6	-	İçme Kullanma Suyu	Fekal Koliform Bakteri	kob/100 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	-
7	-	İçme Kullanma Suyu	Pseudomonas aeroginosa	kob/100 ml	TS EN ISO 16266: 2009	Membran Filtrasyon Cihazı	-
8	-	İçme Kullanma Suyu	Sülfite Redükleyen Sporlu Aneorob Bakteriler	kob/50 ml	TS 8020 EN 26461-2: 1997	Membran Filtrasyon Cihazı	-



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHSİ

ANALİZ LİSTESİ

Güncelleme Tarihi:12.08.2026

Sayfa No:2/7

Laboratuvar / Birim: Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

9	-	İçme Kullanma Suyu	Salmonella spp.	/1 Lt	TS EN ISO 19250: 2013	Membran Filtrasyon Cihazı	-
10	-	İçme Kullanma Suyu	Clostridium perfringens (sporlu)	kob/100 ml	98/83/EC Direktifi Ek -III	Membran Filtrasyon Cihazı	-
11	-	İçme Kullanma Suyu	Shigella spp.	/1 Lt	APHA-SM, 2017/lab içi metod	Membran Filtrasyon Cihazı	-
12	-	İçme Kullanma Suyu	Vibrio cholerae	/1 Lt	APHA-SM, 2017	Membran Filtrasyon Cihazı	-
13	-	İçme Kullanma Suyu	Aeromonas spp.	/1 Lt	APHA-SM, 2017	Membran Filtrasyon Cihazı	-
14	-	İçme Kullanma Suyu	Patojen Staphylococcus	kob/100 ml	AFNOR,XP T 90-412 : 2016	Membran Filtrasyon Cihazı	-
15	-	İçme Kullanma Suyu	Candida albicans	kob/1 Lt	TS 10784: 1993/ Lab.içi metod	Membran Filtrasyon Cihazı	-
16	-	İçme Kullanma Suyu	Maya	kob/100-250ml	FDA BAM Chapter 18:2001/ Lab.içi metod	Membran Filtrasyon Cihazı	-



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHSL

ANALİZ LİSTESİ

Güncelleme Tarihi:12.08.2026

Sayfa No:3/7

Laboratuvar / Birim: Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

17	-	İçme Kullanma Suyu	Küf	kob/100-250ml	FDA BAM Chapter 18:2001/ Lab.İçi metod	Membran Filtrasyon Cihazı	-
18	-	Diyaliz Suyu	Bakteriyel Endotoksin	EU/ml	Pyrosate Yöntemi		0,25
19	-	Diyaliz Suyu	37 °C Mikrobiyal Kontaminasyon	kob/1 ml	TS EN ISO 6222: 2002		100
20	-	Sterilizasyon Suyu	Bakteriyel Endotoksin	EU/ml	Pyrosate Yöntemi		0,25
21	-	Sterilizasyon Suyu	37 °C Mikrobiyal Kontaminasyon	kob/1 ml	TS EN ISO 6222: 2002		100
22	-	Havuz Suyu	37 °C Toplam Koloni Sayısı	kob/1 ml	TS EN ISO 6222: 2002	Membran Filtrasyon Cihazı	200
23	-	Havuz Suyu	Toplam Koliform Bakteri	kob/100 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	0
24	-	Havuz Suyu	E.coli	kob/100 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	0
25	-	Havuz Suyu	Pseudomonas aeruginosa	kob/100 ml	TS EN ISO 16266: 2009	Membran Filtrasyon Cihazı	0



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHSL

ANALİZ LİSTESİ

Güncelleme Tarihi:12.08.2026

Sayfa No:4/7

Laboratuvar / Birim: Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

26	-	Deniz Suyu	E.coli	kob/100 ml	TS EN ISO 9308-1: 2017	Membran Filtrasyon Cihazı	1000
27	-	Deniz Suyu	Enterekok/ FekalStreptekok	kob/100 ml	TS EN ISO 7899-2: 2002	Membran Filtrasyon Cihazı	370
28	-	Kaplıca Suyu	Toplam Koliform Bakteri	kob/100 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	0
29	-	Kaplıca Suyu	E.coli	kob/100 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	0
30	-	Kaplıca Suyu	22 °C Toplam Koloni Sayısı	kob/1 ml	TS EN ISO 6222: 2002		5/20
31	-	Kaplıca Suyu	37 °C Toplam Koloni Sayısı	kob/1 ml	TS EN ISO 6222: 2002		30/100
32	-	Kaynak Suyu	Toplam Koliform Bakteri	kob/250 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	0
33	-	Kaynak Suyu	E.coli	kob/250 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	0
34	-	Kaynak Suyu	Pseudomonas aeruginosa	kob/250 ml	TS EN ISO 16266: 2009	Membran Filtrasyon Cihazı	0
35	-	Kaynak Suyu	Clostridium perfringens (sporlu)	kob/100 ml	98/83/EC Direktifi Ek -III	Membran Filtrasyon Cihazı	0



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHSL

ANALİZ LİSTESİ

Güncelleme Tarihi:12.08.2026

Sayfa No:5/7

Laboratuvar / Birim: Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

36	-	Kaynak Suyu	22 °C Toplam Koloni Sayısı	kob/1 ml	TS EN ISO 6222: 2002		20/100/1000
37	-	Kaynak Suyu	37 °C Toplam Koloni Sayısı	kob/1 ml	TS EN ISO 6222: 2002		5/20/200
38	-	Doğal Mineralli	Toplam Koliform Bakteri	kob/250 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	0
39	-	Doğal Mineralli	E.coli	kob/250 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	0
40	-	Doğal Mineralli	Pseudomonas aeruginosa	kob/250 ml	TS EN ISO 16266: 2009	Membran Filtrasyon Cihazı	0
41	-	Doğal Mineralli	Enterekok/ FekalStreptekok	kob/250 ml	TS EN ISO 7899-2: 2002	Membran Filtrasyon Cihazı	0
42	-	Doğal Mineralli	Patojen Staphylococcus	kob/100 ml	AFNOR,XP T 90-412 : 2016	Membran Filtrasyon Cihazı	0
43	-	Doğal Mineralli	Sülfite Redükleyen Sporlu Aneorob Bakteriler	kob/50 ml	TS 8020 EN 26461-2: 1997	Membran Filtrasyon Cihazı	0
44	-	Doğal Mineralli	Salmonella spp.	/1 Lt	TS EN ISO 19250: 2013	Membran Filtrasyon Cihazı	0
45	-	Doğal Mineralli	22 °C Toplam Koloni Sayısı	kob/1 ml	TS EN ISO 6222: 2002		20/100/1000



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHSL

ANALİZ LİSTESİ

Güncelleme Tarihi:12.08.2026

Sayfa No:6/7

Laboratuvar / Birim: Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

46	-	Doğal Mineralli	37 °C Toplam Koloni Sayısı	kob/1 ml	TS EN ISO 6222: 2002		5/20/200
47	-	Doğal Mineralli	Parazit	/5 Lt	İşletme içi metod	Membran Filtrasyon Cihazı	0
48	-	Deiyonize Suyu	Toplam Koliform Bakteri	kob/100 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	0
49	-	Deiyonize Suyu	E.coli	kob/100 ml	TS EN ISO 9308-1: A1/2017	Membran Filtrasyon Cihazı	0
50	-	Deiyonize Suyu	Clostridium perfringens (sporlu)	kob/100 ml	98/83/EC Direktifi Ek -III	Membran Filtrasyon Cihazı	0
51	-	Deiyonize Suyu	37 °C Toplam Koloni Sayısı (5 Gün)	kob/1 ml	TS EN ISO 6222: 2002		100
52	-	Peloid	Toplam Koliform Bakteri (EMS)	EMS/g-mL	BAM 2002/ Lab. içi metod		-
53	-	Peloid	E.coli (EMS)	EMS/g-mL	BAM 2002/TS ISO 7251/ İşletme içi metod		-
54	-	Peloid	Pseudomonas aeruginosa	kob/g-mL	İşletme içi metod		-
55	-	Peloid	Patojen Staphylococcus	kob/g-mL	İşletme içi metod		-
56	-	Peloid	Candida albicans	kob/g-mL	İşletme içi metod		-



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHSL

ANALİZ LİSTESİ

Güncelleme Tarihi:12.08.2026

Sayfa No:7/7

Laboratuvar / Birim: Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

57	-	Peloid	22 °C Toplam Koloni Sayısı	kob/g-mL	İşletme içi metod		-
----	---	--------	----------------------------	----------	-------------------	--	---

**ANALİZ LİSTESİNDE YER ALAN ANALİZLERİN FİYATLARI, FİYAT ANALİZ KİTAPÇIĞINDA YER ALMAKTADIR.